

LA QUALITÉ **OSTEOPURE** PROCESS

Au service de la chirurgie des **EXTRÉMITÉS**

La gamme OSTEOPURE EXTRÉMITÉS est la première gamme d'allogreffes osseuses viro-inactivées entièrement conçue et dédiée à la chirurgie des extrémités. Celle-ci représente une alternative à l'autogreffe en rendant l'intervention plus courte et en supprimant la douleur due au prélèvement.

Greffon de Talus :

Conçu pour redonner de la hauteur à l'articulation sous-talienne via une arthrodèse, le greffon de talus / astragale permet la correction du valgus ou du varus calcanéen.



Greffon Calcaneus :

Sa forme anatomique est propre à l'arthrodèse calcanéocuboïdienne de restauration de longueur


Coin de Cotton :

Conçu (forme anatomique et longueur) pour vos ostéotomies d'ouverture dorsale de l'os cunéiforme médial (Cotton).




Greffon de Lapidus :


Conçu (forme anatomique et correction sur deux plans) pour l'arthrodèse de la première articulation tarsométatarsienne (Lapidus)








Coin MDB pour scaphoïde :

Forme, dimensions et angulations conçues pour le traitement des cas de pseudarthrose du scaphoïde.





		Dimensions							
Code	Dénomination	Long. L	Larg. I	Talon H	Pointe h	Angle	Vol. (cc)	Code LPP	
	OPUMCO20 OSTEOPURE COIN MDB 20/8	20	20	6	3	8,5	1,8	3317648	
	OPUCOPC8 OSTEOPURE COTTON 8	32	18	8	3,5	8	2,7	3338870	
	OPUCOPL10 OSTEOPURE LAPIDUS 10	32,4	18,6	10	4,3	10	3,6	3338870	
	OPUCOPL14 OSTEOPURE LAPIDUS 14	32,4	18,6	14	6	14	5	3338870	
Code	Dénomination	Diamètre	Talon H	Pointe h	Angle	Vol. (cc)	Code LPP		
	OPUCOPT10 OSTEOPURE TALUS 10	20	10	6,5	10	2,5	3338870		
	OPUCOPT14 OSTEOPURE TALUS 14	20	14	10,5	10	3,8	3338870		
Code	Dénomination	Côté 1	Côté 2	Hauteur H	Volume (cc)	Code LPP			
	OPUCOCA10 OSTEOPURE CALCANEUS 10	22	23	10	4	3338870			
	OPUCOCA14 OSTEOPURE CALCANEUS 14	22	23	14	5,5	3324387			



Service Commercial :
Tél. 04.73.98.75.15 - Fax : 04.73.98.75.00
email : service-client@ost-dev.com

